









## ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDICOS S.A.		
Dirección	EZEQUIAS ALLENDE N° 2345		
Contacto			
Correo			
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO			
Equipo	Ventilador		
Marca	Respironics		
Modelo	Trilogy 100		
Serie	TV114121231		
Software	13.2.03	Hardware	
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA			
OT - ACT	110664	H Hombre	3 Horas
Cobertura	Contrato	H inicio	14:00
Tipo de asistencia	Reparacion en laboratorio	H termino	17:00
Fecha	15-02-2024	O.C(Opcional)	
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN			
Ingeniero	Ignacio Gamboa Alvarado		
FALLA REPORTADA POR CLIENTE			
Otros			
Otros			
DETECCIÓN DE PROBLEMÁTICA			
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOLUCION	
Problemas en medicion de parametros	Problema en tarjetas electronicas	Calibracion de servicio	
Otros:	Otros:	Otros:	
OBSERVACION GENERAL			
<p>Se realiza cambio de componentes de quipo trilogy 100 en laboratorio, según registro del equipo este contaba con 36372,4 horas de funcionamiento en su turbina, al igual que el equipo en general. Se actualiza el software a la versión 14.2.05.</p> <p>Se realiza cambio de componentes indicados, se reestablece las horas de funcionamiento de la turbina a cero, se realiza calibración del equipo sin problemas.</p> <p>Al realizar pruebas de funcionamiento, el equipo alarma problemas con su batería interna, se encuentra en el registro el error 195 vinculado al comportamiento de esta batería, por consola observamos que la salud de la batería (SH) se encuentra al 0% requiriendo el cambio de esta. Equipo indica conexión a red eléctrica, no obstante, no realiza la carga de las baterías (tanto interna como removible).</p> <p>Se realizan pruebas con otra batería interna, equipo se normaliza funcionamiento, por lo tanto, se realiza cambio de esta misma quedando el equipo operativo.</p>			

REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE		
NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO		
		
		
		
ESTADO DEL EQUIPO		
Equipo se encuentra operativo		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
REPUESTO A SOLICITAR		

NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE/SERIE
1055806	Internal Battery Pack Kit	1	20211116
1045176	STIRRING FAN KIT	1	231006
1029330	RP Pollen Filters	1	230317
1045172	Trilogy 100 Tubing kit	1	230907
1045177	RP-TRILOGY STIRRING FAN RETAINER KIT	1	220331
1054951	RP-TRILOGY MOTOR BLOWER ASSY KIT	1	L231103003
INSTRUMENTOS UTILIZADOS			
Analizador de Seguridad Eléctrica-   Fluke   ESA-612   6034120   Proxima calibracion 01/06/2024			
No requiere			
			
Ignacio Gamboa Alvarado INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER			
		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución	