


F-07-03-01/ Rev. 00

## ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

| IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE   |  |               |         |
|--|--|---------------|---------|
| Cliente  | CLINICA DAVILA Y SERVICIOS MEDICOS SPA |               |         |
| Dirección  | AVDA. RECOLETA N° 464, RECOLETA        |               |         |
| Contacto   | ANTONIO ROJAS                          |               |         |
| Correo   |  |               |         |
| IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO  |  |               |         |
| Equipo   | Ventilador Mecanico                    |               |         |
| Marca  | Philips Respironics                    |               |         |
| Modelo   | Trilogy 202                            |               |         |
| Serie  | TV019111307                            |               |         |
| IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA  |  |               |         |
| OT - ACT   | 126312-302183                          | H Hombre      | 5 Horas |
| Cobertura  | Contrato                               | H inicio      | 08:30   |
| Tipo de asistencia   | FCO                                    | H termino     | 13:30   |
| Fecha  | 08-07-2024                             | O.C(Opcional) |         |
| IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN  |  |               |         |
| Ingeniero  | Ignacio Gamboa                         |               |         |
| FALLA REPORTADA POR CLIENTE  |  |               |         |
| Otros  |  |               |         |
| Otros  |  |               |         |
| DETECCIÓN DE PROBLEMÁTICA  |  |               |         |
| FALLA IDENTIFICADA   | CAUSA                                  | SOLUCION      |         |
| Otros  | Otros                                  | Otros         |         |
| Otros:   | Otros:                                 | Otros:        |         |
| OBSERVACION GENERAL  |  |               |         |
| <p>Equipo ingresa a laboratorio para diagnóstico, equipo cuenta con 10370,2 horas de funcionamiento y 10370,2 horas de turbina, la batería interna cuenta con un 95% de salud y 29 ciclos de carga. Equipo cuenta en su registro de errores con E-344 vinculado a OBM, se realiza proceso de calibración la cual no resulta fructífera, por lo tanto requiere cambio de tarjeta OBM.</p> |  |               |         |

F-07-03-01/ Rev. 00

| REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE  |                        |  |                                     |
|---|------------------------|--|-------------------------------------|
| NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO  |                        |  |                                     |
|   |                        |  |                                     |
| ESTADO DEL EQUIPO   |                        | SI   | NO                                  |
| Equipo se encuentra operativo   |                        | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| REPUESTO A SOLICITAR  |                        |  |                                     |
| NUMERO DE PARTE   | DESCRIPCIÓN            | CANTIDAD   | LOTE/SERIE                          |
| 1117283B  | Oxygen Blender PCA Kit | 1  |                                     |
|   |                        |  |                                     |
| INSTRUMENTOS UTILIZADOS   |                        |  |                                     |
|   |                        | No requiere  |                                     |
|   |                        | No requiere  |                                     |
|  |                        |  |                                     |
| Ignacio Gamboa<br>INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER                                |                        | Firma Supervisor o personal de EEMM<br>Nombre de Supervisor o personal EEMM<br>Institución |                                     |