

Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE						
Cliente	CLINICA DAVILA Y SERVICIOS MEDICOS SPA					
Dirección	AVDA. RECOLETA N° 464, RECOLETA					
Contacto						
Correo						
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPA	MIENTO					
Equipo	Ventilador Mecanico					
Marca	Philips Respironics					
Modelo	Trilogy 202					
Serie	TV018100946					
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA						
OT - ACT	128743-305460	H Hombre	1 Hora			
Cobertura	Contrato	H inicio				
Tipo de asistencia	Diagnostico en	H termino				
	laboratorio					
Fecha	16-08-2024	O.C(Opcional)				
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN						
Ingeniero	Ignacio Gamboa					
FALLA REPORTADA POR CLIENTE						
Otros						
Otros						
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA						
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOLU	SOLUCION			
Otros	Otros	Ot	Otros			
Otros:	Otros:	Otros:	Otros:			
OBSERVACION GENERAL						

Equipo ingresa a laboratorio para diagnóstico, se realiza inspección visual del equipo sin encontrar desperfectos físicos. Se realiza análisis de los registros del equipo indicando la siguiente información:

Horas de funcionamiento: 19136,1Horas de turbina: 19136/30000

batería externa: 90% de salud, 24 ciclos de carga

• Batería interna 44% de salud, 6 ciclos de carga.

• Presencia de error 195 y 290

Se realiza el cambio de batería SN 0022057F, por la batería SN 0022466D del equipo SN TV019041211 - OT 128745-305440. Ahora el equipo cuenta con una batería interna con un 94% de salud y 42 ciclos de carga.



Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

nediciones de 02:		T			
Set			TSI		
21		22.5			
30		31			
40		42.2	· · · · ·		
50		53.2			
60			63.9		
70			74.2		
80			83.2		
90			92.5		
100		100	100		
Alarma de presión de O	2 funcional.				
	REGISTRO FOT	TOGRAFICO SI REQU	IERE		
NUMERO DE SERIE D	EL EQUIPO				
(IN) TYPE STORES IN LIAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	• .				
ESTADO DE	L EQUIPO		SI	NO	
Equipo se encuentra operativo			×		
	REPUE	STO A INSTALAR			
NUMERO DE PARTE	DESCRIP	PCIÓN	CANTIDAD	LOTE/SERIE	
1055806	Internal Batte	ry Pack Kit	1	0022466D	
	INSTRUMI	ENTOS UTILIZADOS			
	Certifier FA Plus	TSI FA Plus 408821	40031		
			Duarrina a salibus si su	05/04/2025	
Analizador de Segurio	dad Eléctrica- Fluke	ESA-612 4465048	Proxima calibración		
Analizador de Segurio	dad Eléctrica- Fluke	ESA-612 4465048	Proxima Calibracion		
Analizador de Segurio	dad Eléctrica- Fluke	ESA-612 4465048	Proxima catibractor		
Analizador de Segurio	dad Eléctrica- Fluke	ESA-612 4465048	Proxima catibración		