

## Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

## ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE							
Cliente	INSTITUTO DE DIAGN						
Dirección	AVDA. SANTA MARIA N° 1810						
Contacto							
Correo							
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO							
Equipo	Ventilador Mecanico						
Marca	Philips Respironics						
Modelo	Trilogy EVO300						
Serie	H303885639AB4	H303885639AB4					
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA							
OT - ACT	126336- 101693	H Hombre	1 Hora				
Cobertura	Contrato	H inicio					
Tipo de asistencia	Diagnostico en laboratorio	H termino					
Fecha	02-07-2024	O.C(Opcional)					
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCI		C ( C ( C peronal)					
Ingeniero	Ignacio Gamboa						
	LLA REPORTADA POR	CLIENTE					
Otros							
Otros							
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA							
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOLI	SOLUCION				
Otros	Otros	Ot	Otros				
Otros:	Otros:	Otros:	Otros:				
	OBSERVACION GENE						
Se realiza procedimiento de calibración de la celda de oxígeno siendo esta infructífera, se revisa configuración de equipo y esta se encuentra activada, como medida correctiva equipo indica cambio de celda. Equipo queda inoperativo a espera de repuestos.							



## Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE						
Verifique la fuente de oxígeno, o considere sustituir el sensor.	DEL EQUIPO  ON ICS  Gos del test  ga del crouto  Abraccho 276  Whatchon 100%					
ESTADO DEL EQUIPO			SI	NO		
Equipo se encuentra operativo				⊠		
REPUESTO A SOLICITAR						
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LOTE/SERIE		
R140P07-001	O2 Sensor		1			
INSTRUMENTOS UTILIZADOS  No requiere  No requiere						
Lambour						
Ignacio Gamboa INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución				



## Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00