

## Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

# ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE					
Cliente	SERVICIO DE SALUD CONCEPCION				
Dirección	SAN MARTIN n°1580, CONCEPCION				
Contacto	JORGE FIGUEROA				
Correo	jfigueroa@ssconcepcion.cl				
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO					
Equipo	Ventilador Mecanico				
Marca	Philips Respironics				
Modelo	Trilogy 100				
Serie	TV112010986				
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA					
OT - ACT	121762	H Hombre		1 Hora	
Cobertura	Contrato	H inicio 0		08:30	
Tipo de asistencia	FCO	H termino 11:30		11:30	
Fecha	28-03-2024	O.C(Opcional)			
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN					
Ingeniero	Ignacio Gamboa				
FALLA REPORTADA POR CLIENTE					
Otros					
Otros					
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA					
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA		SOLUCION		
Disco duro con falla	Problema en tarjetas electronicas		Reemplazo de repuesto		
Otros:	Otros:		Otros:		
OBSERVACION GENERAL					

## **OBSERVACION GENERAL**

Equipo ingresa a laboratorio, se realiza inspección visual equipo presenta marcas en las pantallas, las cuales se corrigieron manipulando la mica de la pantalla, pero presenta sensación de falla en la estructura de la mica. Por otro lado, presenta desconexión de maguera

entre porting block y tarjeta de sensores, también tiene ausencia de filtro de micrones entre módulo de exhalación activa y tarjeta de sensores.

Se realiza proceso de FCO, equipo pasa todas pruebas sin problemas, el equipo presenta los siguientes datos:

- Horas de funcionamiento: 102,4 horas
- Horas de funcionamiento turbina: 24723,9/30000 horas
- Versión de software 14.2.04, se actualiza 14,2,05


Equipo queda disponible.



## Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00





# Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER	Nombre de Supervisor o personal EEMM
	Institución